






RESPIRATORIO

Ventlab

# FILTROS BACTERIAL/VIRAL


LIBRE DE LÁTEX | USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE

Los filtros bacterial/viral ayudan a reducir la transmisión de microbios y otras partículas en el sistema de respiración. Proveen una filtración altamente eficiente, son livianos y sus diseños reducen la resistencia en la sistema de respiración, a la vez asegurando el confort del paciente.

FILTROS BACTERIAL/ VIRAL					
CAT#	BF101	BF102	BF103	FH603003	FH603026
DESCRIPCIÓN	Accepts 19mm	Accepts 19mm or 30mm	Accepts 19mm or 30mm	Vt Range >250ml	Tidal Volume >150ml
EFICIENCIA B/V	>99.99%	>99.99%	>99.99%	>99.99%	>99.99%
PESO (GRAMOS)	9.6	11.8	12.4	25.0/25.7	40.6
ID / OD (MM)	19ID x 19ID	19ID x 22ID / 30 OD	30ID x 22ID / 30OD	22ID x 15ID / 22OD	22ID x 15ID / 22OD
ESPACIO MUESTRO (ML)	16	20	29	54	54
RESISTENCIA (CMH <sub>2</sub> O) 30LPM	<1.8	<2.2	<2	<1 (<2 @60LPM)	<1.4
PUERTO DE MUESTREO	No	No	No	No/Yes	Yes
PRESENTACIÓN COMERCIAL	50	50	50	50	50




FH106347




FH106348



FH106380



FH710023



FH106346

## TUBERÍA FLEXIBLE PARA FILTROS HCH Y B/V

- Disponible con puntas adaptables para usar con humidificadores de condensación higroscópica, y filtros B/V
- Tubería flexible estándar de 6, 15 pulgadas

## PARA FILTROS HCH (HME / HMEF)

CAT#	DESCRIPCIÓN	TUBERÍA FLEX	PK
FH106347	15mm OD x 15mm OD	6" x 15mm ID	50
FH106348	15mm OD x 22mm OD/15mm ID	6" x 15mm ID	50
FH106380	15mm OD x 22mmOD/15mm ID 15mm OD connector	6" x 15mm ID	50

## PARA FILTROS B/V

CAT#	DESCRIPCIÓN	PK
FH710023	Cuff / 22mm ID x 22mm OD	50
FH106346	Adaptador / 22mm ID x 22mm ID con tubo corrugado de 22mm x 24"	50

