


## ENTREGA DE OXÍGENO

Ventlab

CÁNULA DE OXÍGENO PARA MEDIR ETCO<sub>2</sub>

LIBRE DE LÁTEX | USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE

La cánula entrega oxígeno mientras permite una muestra de gas espiratorio sin diluir, con insuflación de oxígeno simultáneo.

SIMULTÁNEAMENTE ENTREGA OXÍGENO Y OBTIENE MUESTRAS DE ETCO<sub>2</sub>

4107  
Adulto Cánula ETCO<sub>2</sub> / DETALLE

- Cánula dual nasal provee oxígeno simultáneamente a las dos vestíbulos nasales, mientras obtiene muestras de CO<sub>2</sub> durante la respiración espontánea
- Captura efectivamente muestras de gas (end tidal) sin diluir
- Diseñado para prevenir la mezcla de oxígeno fresco con CO<sub>2</sub>
- Tubería en estrella previene colapso por bloqueo
- Incluye un adaptador femenino/masculino con conector tipo Luer
- Disponible en tres longitudes

CÁNULA QUE ENTREGA ETCO<sub>2</sub> + OXÍGENO CON CONECTOR ESTÁNDAR

CAT#	DESCRIPTION	TUBING LENGTH	PK
4107	Adulto Cánula ETCO <sub>2</sub>	7'	25
4110	Adulto Cánula ETCO <sub>2</sub>	10'	25
4114	Adulto Cánula ETCO <sub>2</sub>	14'	25

CÁNULA QUE ENTREGA ETCO<sub>2</sub> + OXÍGENO CON CONECTOR FITS-ALL

CAT#	DESCRIPTION	TUBING LENGTH	PK
4107F	Adulto Cánula ETCO <sub>2</sub>	7'	25
4110F	Adulto Cánula ETCO <sub>2</sub>	10'	25
4114F	Adulto Cánula ETCO <sub>2</sub>	14'	25