

Ethox

TUM-E-VAC® LAVADO GÁSTRICO

LIBRE DE LÁTEX | DE UN SOLO USO | DESECHABLE | CE MARK

Los kits Tum-E-Vac® del Lavado Gástrico son desechables y vienen completamente ensamblados para un rápido y eficiente lavado del estómago. Este sistema completamente cerrado está diseñado para proteger al personal médico contra riesgos potenciales de contacto con los líquidos del estómago y soluciones de carbón durante el lavado gástrico o procedimientos de descontaminación. Disponible con o sin carbón.



TUM-E-VAC® KIT DE LAVADO GÁSTRICO

- Kits pre-ensamblados son de rápido y fácil uso, reducen el tiempo de los procedimientos de lavados
- Sistema cerrado ayuda a prevenir la exposición a los contenidos del estómago y soluciones de carbón
- Disponibles con suspensión activada de carbón (con o sin Sorbitol)
- La llave Twist-Lok™ ayuda en la administración del carbón
- Puerto superior de fácil llenado
- Disponible con punta de solución universal (para uso con envases de solución precargado)
- Kits vienen estándar con bloque de anti-mordisco
- Procedimientos de limpieza o desinfección no son necesarios

SIN CARBON

CAT#	DESCRIPCIÓN	PK
2054	Tum-E-Vac + 3L Bolsa de Solución + 32Fr Tubería	10
2055	Tum-E-Vac + 3L Bolsa de Solución	10
2075	Tum-E-Vac + Punta de Solución Universal	10
2060	Bloque de Anti-Mordisco	10

CON CARBÓN ACTIVADO


CAT#	DESCRIPCIÓN	PK
2057	Tum-E-Vac + 32Fr Tubería Lavado + (2) 25g Carbón Activado	10
2058	Tum-E-Vac + 32Fr Tubería Lavado + (2) 25g Carbón Activado con Sorbitol	10
2059	Tum-E-Vac + 32Fr Tubería Lavado + (1) 25g Carbón Activado con Sorbitol + (1) 25g Carbón Activado	10
2081	Tum-E-Vac + Punta de Solución Universal + (2) 25g Carbón Activado con Sorbitol	10

Ethox

TUBERÍA LAVADO

LIBRE DE LÁTEX | DE UN SOLO USO | DESECHABLE | CE MARK

Tubos de Lavados presentan un diseño de punta de revolver con múltiples ojos para crear un movimiento fluido con baja resistencia.



Línea radiopaca confirma la colocación correcta del tubo



Marcas de referencia a las 18, 20, and 22 pulgadas del extremo distal

TUBERÍA DE LAVADO

- Tubo transparente con punta suave
- Con conector de succión en el extremo proximal
- Con línea radiopaca que ayuda a confirmar la colocación correcta del tubo
- Tubería de 48 pulgadas de longitud con marcas de referencia a 18, 20 y 22 pulgadas del extremo distal

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	PK
2124	24Fr	48" Tubería de Lavado	10
2128	28Fr	48" Tubería de Lavado	10
2132	32Fr	48" Tubería de Lavado	10
2136	36Fr	48" Tubería de Lavado	10