



SunMed

CATÉTERES

DE UN SOLO USO | DESECHABLE | ESTÉRIL | CE MARK

Los catéteres Foley tamaño pediátrico y adulto están diseñados con una punta cónica suave para una fácil inserción en la uretra. Los balones son simétricos y se expanden simétricas en todas direcciones, las válvulas permiten una inflación y deflación simetricamente. Disponibles en látex recubierto de Silicona y 100% Silicona.



SONDA FOLEY LÁTEX RECUBIERTO CON SILICONA

- Punta suave cónica facilita inserción en la uretra
- Ojos de drenaje elaborados con precisión para permitir drenaje eficiente
- Balón simétrico expande igualmente en toda dirección y retiene eficientemente la vejiga
- Válvula con colores coordinados para identificación fácil y rápida
- Válvula plástica permite inflar y desinflar el balón de manera simple

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA
7-6503-08	8Fr	Pediátrico, 2 ways, 3cc	10
7-6503-10	10Fr	Pediátrico, 2 ways, 3cc	10
7-6505-12	12Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6505-14	14Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6505-16	16Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6505-18	18Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6505-20	20Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6505-22	22Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10

SONDA FOLEY 100% SILICONA

- Silicona - Material inerte preferido para dispositivos médicos, menos irritación y estrechez a la vejiga comparado al material de látex
- Menos incrustación comparado a catéter de látex – 100% libre de látex
- Punta suave cónica facilita inserción en la uretra
- Balón simétrico expande de manera uniforme en toda dirección y retiene eficientemente la vejiga
- Válvula con colores coordinados para identificación fácil y rápida
- Válvula con resorte plástico Bespak permite inflar y desinflar el balón de manera simple
- Más eficientes que válvulas de caucho

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA
7-6513-08	8Fr	Pediátrico, 2 ways, 3cc	10
7-6513-10	10Fr	Pediátrico, 2 ways, 3cc	10
7-6515-12	12Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6515-14	14Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6515-16	16Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6515-18	18Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6515-20	20Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10
7-6515-22	22Fr	Adulto, 2 ways, 5cc	10